

Désiline DC

DECONTAMINANT DU LINGE

APPLICATION

Décontaminant du linge avant lavage.

Tous textiles.

Décontaminant du linge souillé avant lavage par trempage ou en machine à laver. DESILINE DC s'applique sur le linge blanc, le linge de couleur sans risque de décoloration.

DESILINE DC a été spécialement mis au point pour éliminer le risque de dissémination de micro-organismes du linge contaminé vers le milieu extérieur, linge non souillé, environnement, personnel, rejets...

DESILINE DC ne décolore pas le linge. Il s'utilise aussi bien pour le linge blanc que de couleur et les textiles délicats (laine...). La concentration d'utilisation reste la même quelle que soit la nature du textile.

MODE D'EMPLOI

Diluer à 2% : 20 ml de produit par litre d'eau ou kilogramme de linge sec.

Laisser tremper 15 minutes puis procéder au lavage.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Liquide légèrement ambré

pH du produit pur : 9,4 +/- 0,5

pH à 2% : 9,2 +/- 0,5

Conserver à une température supérieure à 4°C

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Activité bactéricide conforme aux normes :

.Européenne NF EN 1040

.Françaises NFT 72-151, NFT 72-171.

Activité fongicide conforme à la norme européenne NF EN 1275.

Activité sur les virus : Poliovirus, Herpes virus selon la méthodologie de la norme AFNOR NF T 72-180 et T2, MS2 selon la méthodologie de la norme AFNOR T 72-181.

Inactivation du virus VIH en 5 minutes.

TYPE DE PREPARATION

Solution concentrée

SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Contient du chlorure de benzalkonium (N° CAS : 68424-85-1 à 49.91g/kg)

CONDITIONNEMENT(S)

Bidon de 20 kg - Réf : OH0915

Fût de 200 kg - Réf : OH0941

Code L5210



SÉCURITÉ

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Produit biocide (Groupe 1 – TP2 – Directive 98/8/CE)