



Fiche Technique Traitement des surfaces



ANTIBACTERIEN 750ML



- ✓ Nettoie, désinfecte et assainit
- ✓ Élimine 99,9% des bactéries
- ✓ Sans javel
- ✓ Multi-usage



Traitement des surfaces

ANTIBACTERIEN 750ML

CARACTÉRISTIQUES

- Nettoie et fait briller toutes les surfaces.
- Désinfecte : efficacité prouvée en laboratoire contre la Salmonelle, la Listéria, les staphylocoques dorés, les bacilles pyocyaniques et l'E-Coli.
- Laisse une odeur agréable.
- Sans Javel.

MODE D'EMPLOI

- Tourner l'embout du pistolet sur « ON ».
- Maintenir le pistolet à la verticale au moins 20cm du support à nettoyer.
- Laisser agir, frotter et rincer. Toujours tester sur un endroit caché avant utilisation.
- Ne pas utiliser sur le cuivre, le laiton, l'aluminium.
- Ne pas laisser agir trop longtemps sur des objets en plastique.
- Pour des surfaces pouvant être en contact avec des aliments : n'utiliser le produit que sur des surfaces non poreuses et rincer abondamment à l'eau.
- Pour la désinfection laisser agir en 5 minutes.

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	CODE PRODUIT	GENCOD	UNITES PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	CARTONS PAR PALETTE	NOMBRE DE COUCHES
ST MARC ANTIBACTERIEN 750ML	10100200	3665468601281	12	11	33	3

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.



225 allée des Cèdres
01150 SAINT-VULBAS
www.proven.fr

